

Cosmo *HXL*

Naturalne i funkcjonalne  
Nadają ton uzupełnieniom protetycznym



DENTSPLY

## Nadając ton uzupełnieniom protetycznym

Podążając zgodnie z ambitnym trendem w protetyce, zmobilizowaliśmy wszystkie nasze siły: intensywne badania, doskonałe surowce, najnowsze technologie oraz rygorystyczną kontrolę jakości.

## Cosmo HXL

Naturalne i funkcjonalne



### Naturalny wybór

Popularne kształty, kolory i doskonała funkcjonalność czynią zęby Cosmo HXL szczególnie atrakcyjnym produktem. Sukces tej gamy zębów bazuje na perfekcyjnym połączeniu trzech parametrów:

- naturalna estetyka
- doskonałe właściwości materiału
- łatwość w użyciu

### Doskonały materiał HXL

Zęby Cosmo są produkowane z surowca HXL (= highly cross-linked), wysokiej jakości żywicy PMMA, która gwarantuje długi czas użyteczności i komfortu.

### Łatwe użycie

Logiczny układ kształtów (zęby trójkątne, owalne, kwadratowe) to łatwość dobierania odpowiednich zębów. Ponadto zęby boczne Cosmo HXL są bardzo łatwe do ustawienia ze względu na podstawę nachyloną pod kątem 20°.

Wszystkie Cosmo HXL są dostępne w najbardziej popularnych kolorach V. Duża różnorodność kształtów to możliwość wybrania odpowiedniego zęba na każdy protetyczny przypadek.

### Tabela kombinacji

Cosmo HXL Zęby przednie górne	Cosmo HXL Zęby przednie dolne	Cosmo HXL Zęby boczne
T2	L1/L3	91
T4	L1/L3	91/92
T6	L3/L5	91/93
T8	L5/L7	92/93
T10	L5/L7	92/93
T12	L5/L7	92/93
T14	L7/L9	92/93
T16	L7/L9	93/94
T18	L7/L9	93/94
T20	L9/L11/L13	94/95
T22	L13	95
R2	L1	91
R4	L5	92/93
R6	L5/L7	92/93
R8	L7	92
S2	L1/L3	91
S4	L3/L5	91/93
S6	L3/L5	93
S8	L7	93
S10	L7	93
S12	L7	93
S18	L11/L13	95

# Cosmo HXL

## Zęby przednie górne

Dostępne w kolorach V  
(A1–D4, bez C1 i B1)

Kształt	Trójkątne	Szerokość całego zestawu w mm	Długość siekacza centralnego (bez szyjki) w mm	Szerokość siekacza centralnego w mm
T2		40,2	8,9	7,3
T4		40,6	9,5	7,7
T6		42,2	9,6	8,2
T8		43,4	10,0	8,1
T10		42,8	10,0	7,8
T12		44,7	10,7	8,6
T14		45,8	10,2	8,4
T16		45,4	10,7	8,7
T18		47,6	10,9	9,0

Kształt	Trójkątne	Szerokość całego zestawu w mm	Długość siekacza centralnego (bez szyjki) w mm	Szerokość siekacza centralnego w mm
T20		51,2	11,3	9,6
T22		53,8	12,2	10,0
Kształt	Owalne	Szerokość całego zestawu w mm	Długość siekacza centralnego (bez szyjki) w mm	Szerokość siekacza centralnego w mm
R2		40,6	9,0	7,6
R4		42,6	9,7	7,9
R6		44,5	9,6	8,2
R8		45,7	10,7	8,4

# Cosmo HXL

## Zęby przednie górne

Dostępne w kolorach V  
(A1–D4, bez C1 i B1)

Kształt		Kwadratowe	Szerokość całego zestawu w mm	Długość slikaacza centralnego (bez szyjki) w mm	Szerokość slikaacza centralnego w mm
S2			40,8	8,6	7,7
S4			43,7	9,2	8,2
S6			43,3	9,8	8,3
S8			45,3	9,4	8,8
S10			45,2	10,1	8,2
S12			46,6	10,4	8,7
S18			50,2	11,5	9,5

# Cosmo HXL

## Zęby przednie dolne

Dostępne w kolorach V  
(A1–D4, bez C1 i B1)

Kształt	Szerokość całego zestawu w mm	Długość slikaacza centralnego (bez szyjki) w mm	Szerokość slikaacza centralnego w mm	
L1		29,8	8,2	4,3
L3		30,6	8,6	4,6
L5		31,5	8,7	4,6
L7		33,1	10,0	4,9
L9		35,9	10,0	5,7
L11		38,1	10,1	5,7
L13		39,5	11,0	5,7

# Cosmo HXL

## Zęby boczne

Dostępne w kolorach V  
(A1 – D4, bez C1 i B1)

Kształt

91



Szerokość połowy  
zestawu w mm

Szerokość pełniejszego  
trzonowca w mm

28,9

8,4

30,9

7,6

92



28,7

8,5

30,7

7,9

93



29,9

8,4

32,7

7,2

94



30,5

8,8

33,3

7,4

95



33,0

9,5

35,3

8,7



Szafka  
„Piccolo“  
Nr produktu:  
01 501 PICV

# Oferta Specjalna Cosmo *HXL*

Przy zakupie jednego ustalonego pakietu zębów Cosmo *HXL* otrzymują Państwo bezpłatnie szafkę na zęby „Piccolo”.

## Zęby przednie

Zęby górne	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Total
T2															
T4															
T6			1	1											2
T8															
T10			1	1											2
T12			1	1											2
T14															
T16															
T18		1	1	1		1	1						1		6
T20		1	1	1		1	1						1		6
T22															
R2															
R4															
R6															
R8		1	1	1		1	1						1		6
S2															
S4			1	1											2
S6		1	1	1		1	1						1		6
S8		1	2	2		1	1						1		8
S10		1	2	2		1	1						1		8
S12		1	2	2		1	1						1		8
S18															
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		<b>7</b>	<b>7</b>						<b>7</b>		<b>56</b>

Zęby dolne	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Total
L1															
L3			1	1											2
L5		1	1	1		1	1						1		6
L7		1	1	1		1	1						1		6
L9		1	2	2		1	1						1		8
L11		1	2	2		1	1						1		8
L13			1	1											2
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		<b>4</b>	<b>4</b>						<b>4</b>		<b>32</b>

## Zęby boczne

Zęby górne	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Total
91 S			1	1											2
92 S		1	2	2		1	1						1		8
93 S		2	2	2		2	2						2		12
94 S		1	1	1		1	1						1		6
95 S		1	1	1		1	1						1		6
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>		<b>34</b>

Zęby dolne	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Total
91 Y			1	1											2
92 Y		1	2	2		1	1						1		8
93 Y		2	2	2		2	2						2		12
94 Y		1	1	1		1	1						1		6
95 Y		1	1	1		1	1						1		6
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		<b>5</b>	<b>5</b>						<b>5</b>		<b>34</b>

CE 0088 ISO 3336

Producent:

DENTSPLY Brazil  
25665-010-Petrópolis-RJ  
Brazil

Przedstawicielstwo w Polsce:

DENTSPLY, DeguDent  
ul. Filtrowa 43/2 · 02-057 Warszawa  
Tel. 022 825 72 08 · degudent@dentsply.pl  
www.degudent.pl

**DENTSPLY**