

SELECTAPLUS

Selectaplus

tworzywo na bazie metakrylanu metylu polimeryzujące na zimno

Nie zawiera kadmu, służy do wykonywania protez szkieletowych, podścieleń oraz napraw. Przy zastosowaniu płynu CN materiał posiada krótką fazę plastyczną do 8 min, natomiast przy zastosowaniu płynu CE faza ta zostaje wydłużona do 13 minut.

Selectaplus H / Trevalon

tworzywo na bazie metakrylanu metylu do polimeryzowania na gorąco

Nie zawiera kadmu, służy do wykonywania protez częściowych i całkowitych w puszkach polimeryzujących.

Materiał dopasowany kolorem do polimeru na zimno Selectaplus, zatem naprawy praktycznie są niewidoczne



KOLORY I RODZAJE OPAKOWAŃ

Nazwa	Kolor/Rodzaj	Zaw.opakowania
Selectaplus	różowy	1x500 g + 2 x250 ml
	różowy z żyłkami	2x500 g
	różowy naturalny	3000 g
Płyn	CN/CE	1000 ml
Selectaplus H	różowy	1x500 g + 1 x250 ml
	różowy z żyłkami	2x500 g
	różowy naturalny	3000 g
	transparentny	3000 g
Płyn	uniwersalny/clear	1000 ml